

### Immunologische Zellanalysen

Abnahme-Datum	Abnahme Zeit	Arztnummer

Arzt-Suchernr.	Tel. Station	Nachbestellung von Auftragsformularen	
		<input type="checkbox"/> 10 Stück	<input type="checkbox"/> 50 Stück
		<input type="checkbox"/> 20 Stück	

Rechnung an:

Patient

Auftraggeber

Drittzahler

externe Referenznummer

\_\_\_\_\_

Patienten-Etikette oder Patienten-Angaben

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geschlecht: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Befundkopie an:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Diagnostische Fragestellung:

**Markierung**



Richtig

Falsch

EDTA	BAL (nativ)	Apheresat (EDTA)
------	-------------	------------------

Einsendercode

Auftraggeber

### Leukozyten-Subpopulationen

**Lymphozyten**

T-Zellen (CD3, CD4, CD8, CD4/CD8 Ratio)

B-Zellen (CD19)

NK-Zellen (CD3, CD56)

---

**B-Zellen**

B-Zellen (CD19)

B-Zellen (CD20)

Switched memory B-Zellen (CD19, CD27, IgD)

---

**NK-Zellen**

NK-Zellen (CD3, CD16, CD56)

Aktivierte NK-Zellen (CD3, CD16, CD56, CD25)

---

**T-Zellen spezial**

Klonalitätsanalyse (TCR Vb)

CD4 Sézary (CD7, CD26)

CD8 Sézary (CD7, CD26)

**T-Zellen**

T-Zellen (CD3)

Helfer T-Zellen, Th (CD4)

zytotoxische T-Zellen, Tc (CD8)

---

T-Zellen (CD3)

Helfer T-Zellen, Th (CD4)

zytotoxische T-Zellen, Tc (CD8)

Aktivierte T-Zellen (CD3, CD25)

Aktivierte Th T-Zellen (CD3, CD4, CD25)

Aktivierte Tc T-Zellen (CD3, CD8, CD25)

Aktivierte T-Zellen (CD3, CD38, HLA-DR)

Aktivierte Th T-Zellen (CD3, CD4, CD38, HLA-DR)

Aktivierte Tc T-Zellen (CD3, CD8, CD38, HLA-DR)

Naive Th T-Zellen (CD3, CD4, CD45RA, CD62L)

Naive Tc T-Zellen (CD3, CD8, CD45RA, CD62L)

memory Th T-Zellen (CD3, CD4, CD45RO)

memory Tc T-Zellen (CD3, CD8, CD45RO)

regulatorische T-Zellen (CD3, CD4, CD25, CD127)

Bitte jedes Röhrchen nach Blutentnahme 5 mal sorgfältig kippen!

**Stammzellen**

Hämatopoetische Stammzellen (CD34)

Hämatopoetische Stammzellen (CD34)

Labornummer

**Bitte beachten!**

EDTA-Blutproben nicht im Kühlschrank aufbewahren!

EDTA-Blutprobe (ca. 3 ml) muss innert 12 Stunden nach Entnahme bei uns im Labor eintreffen (Expressversand)!

Bronchiallavage (ca. 30 ml) muss schnellstmöglich nach Entnahme bei uns im Labor eintreffen (Expresskurier und bis zum Versand bei 2-8°C lagern)

Stammzellbestimmung nur nach Absprache!

Apheresat-Probe muss schnellstmöglich nach Entnahme bei uns im Labor eintreffen (Expresskurier)!

**Wichtig**

Am Freitag muss die EDTA-Blutprobe vor 15 Uhr im Labor eintreffen!

Am Freitag muss die Bronchiallavage vor 12 Uhr im Labor eintreffen!

